

بسم الله الرحمن الرحيم

استخراج DNA از گوجه فرنگی برای برگ‌های بالغ با روش CTAB بهینه شده

اعلی محسنی | روش های نوین آزمایشگاهی در به‌نژادی | دکتر شریفی |

مواد مورد نیاز:

بافر استخراج

اذت مایع

مرکاپتو اتانول

ایزوپروپانول الکل

کلروفرم ایزامین الکل

الکل اتانول ۹۶ درصد

آب مقطر

وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز:

تانک ازت

سانتیرفیوژ

میکروفیوژ یا اسپین

ور تکس

هود شیمیایی

هاون چینی آزمایشگاهی

ترازو آزمایشگاهی دو صفر

میکروتیوپ

سمپلر

۱. نمونه برداری

دستورکار حاضر نوعی استخراج به روش CTAB است که برای نمونه‌های برگ یا بالغ یا نمونه‌های برگ که دارای متابولیت‌های ثانویه بالایی مثل آنتوسیانین و غیره دارند، بهینه‌سازی شده است تا امکان استخراج DNA با کیفیت بالا وجود داشته باشد. در صورت استفاده از روش معمولی CTAB باید از برگ‌های و اولیه و جوان گیاهچه استفاده شود که از متابولیت‌های ثانویه کمتری برخوردار هستند. روش بهینه شده بسیار زمان بر است زیرا سه مرحله کلروفرم ایزوآمیل دارد و برای دور زدن این روش باید حتماً نمونه برگ گیاهچه ای باشد تا از روش معمول استفاده شود. روش بهینه تنها برگ بالغ یا خشبی تعلق دارد و برای نمونه‌های حساس که نمونه‌های برگ کمتری می‌توان از آن‌ها گرفت پیشنهاد می‌شود. . نمونه برداری باید با دستکش و قیچی یا تیغ ترجیحاً استریل انجام شود. پس از نمونه برداری هر یک از نمونه‌ها باید در فویل‌های آلومینیومی پیچیده شده تا امکان نشت نمونه وجود نداشته باشد و همچنین در ظرف ازت مایع یا ظرف یخ گذاشته شوند، با سرعت به آزمایشگاه انتقال داده شوند.

۲. سایش نمونه‌ها

در زمانی که تمام سلول‌های گیاهی به هم متصل هستند، بافر استخراج امکان سایش دیواره‌های گیاهی ندارند مگر آنکه سایش مکانیکی انجام شده باشد. برای سایش مکانیکی هریک از نمونه‌ها را در هاون‌های چینی در داخل ازت مایع سایش داده می‌شوند تا به یک پودر سبز کمرنگ تبدیل شوند. این کار سلول‌های گیاهی را از هم جدا می‌کند و به بافر استخراج اجازه می‌دهد که به راحتی دیواره‌های سلولی را لیز کند. با کمک تیوپ‌های حجم ۲ ml از نمونه‌های سایش یافته به اندازه دو گرم (معادل سه چهارم تیوپ) از هر نمونه برداشته می‌شود.

۳. بافر استخراج

جرم ملکولی	مقدار مورد نیاز	مواد لازم
	۲- ۲ گرم در ۱۰۰ cc آب	PVP.
	۲- ۲ گرم در ۱۰۰ cc آب	CTAB
۵۸.۴۴	۲۰ میلی مولار - ۸.۱۸۸ گرم در ۱۰۰۰ cc آب	NaCl
۳۷۲.۲۴	۲۰ میلی مولار - ۰.۷۴۴ گرم در ۱۰۰۰ cc آب	EDTA

ساخت بافر استخراج

ابتدا برای ساخت ۱۰۰ میلی لیتر بافر مقدار ۹۵ میلی لیتر آب مقطر اندازه گرفته و داخل ظرف می‌ریزیم. سه ترکیب NaCl، Tris Base و EDTA به علت نمکی بودن به راحتی در آب حل می‌شوند. می‌توان آن‌های را به راحتی با هم در آب حل کرد. این سه مواد را اندازه گرفته و به آرامی به داخل آب مقطر اضافه می‌کنیم. CTAB و PVP به علت آنکه در آب به راحتی حل نمی‌شوند باید به آرامی بعد از ترکیبات قبلی اضافه شوند. سپس در بن‌ماری دمای ۶۵ درجه قرار داده شوند. تا به در این دما حل دو مواد ذکر شده صورت بگیرد. در برخی منابع برای حل شدن CTAB و PVP از همان ابتدا از بن‌ماری کمک می‌گیرند ولی در حالت عادی حل شدن این دو ممکن بیشتر ۲۴ تا ۴۸ ساعت در دمای محیط بدون نیاز به بن‌ماری طول بکشد. پس از حل شدن کامل بافر باید pH محلول اندازه‌گیری شود به مقدار ۸ برسد. سپس محلول به حجم مورد نظر می‌رسانیم. بافر استخراج تا زمانی که مواد داخل آن رسوب نکند قابل استفاده است.

مراحل استخراج

- از بین بردن دیواره سلولی و لیز کردن
- جداسازی و ته نشین کردن DNA
- شستشو پلت DNA

از بین بردن دیواره سلولی و لیز کردن

وظیفه اصلی بافر استخراج لیز کردن دیواره‌های سلولی است تا امکان جدا سازی DNA از دیگر محتویات وجود داشته باشد. به هر نمونه سایش شده مقدار ۱۰۰ میکارولیت بافر و، ۱۲ میکرولیتر مرکاپتواتالول اضافه می‌شود. بافر استخراج باید در دمای ۶۵ درجه سانتیگراد استفاده شود. این دما توسط بن‌ماری و صورت تدریجی صورت می‌گیرد. با یک ورتکس کوتاه تمام محتویات تیوپ را مخلوط می‌کنیم. به علت سمی بودن مرکاپتواتالول باید در زیر هود اضافه شود.

نمونه‌ها باید به مدت نیم ساعت در بن‌ماری ۶۵ درجه قرار گیرند و به ازای هر ۱۰ دقیقه، یک بار برعکس شوند تا دوباره هم بخورند. در طی این مرحله بافر استخراج دیواره‌های سلولی لیز کرده است. اما هنوز امکان جدا سازی DNA از دیگر محتویات سلولی مثل پروتئین وجود ندارند. جدا سازی دیواره‌های شکسته شده و یگر محتویات سلولی توسط یک مرحله سانتیفیوژ دور ۱۰۰۰۰ به مدت ۱۴ انجام می‌شود تا در تیوپ‌ها دو فاز سبز رنگ و شفاف رنگ مایل زرد ایجاد شود بخش رویی بر داشته می‌شود و به یک تیوپ جدید انتقال داده می‌یابند.

جداسازی و ته نشین کردن DNA

فاز شفاف زرد رنگ شامل تمام پروتئین های RNA و DNA سلولی است. برای رسوب پروتئین های گیاهی به محلول استخراج ۷۰۰ ماکرولیتر کلوفرم ایزوالکل اضافه می شود. کلوفرم ایزوالکل به علت خاصیت غیر قطبیه در محلول استخراج حل نمی شود و دو فاز مایع ایجاد می کند. برای و مخلوط کردن دو فاز تشکیل شده نیاز به یک ورتکس شدید چند دقیقه ای است.

تیوپ های در سانتیفیوژ در دور ۱۰.۰۰۰ به مدت ۱۴ دقیق به حرکت در می آیند تا دیواره ها و پروتئین ها و دیگر اجزای سلولی در سه فاز مجزا جدا شوند. تیوپ ها باید به آرامی از دستگاه خارج شوند. و فاز بالایی جدا آن ها که شامل DNA و RNA است با کمک سمپلر با دقت جدا شود و تیوپ ها دیگر انتقال داده شوند. سپس به اندازه حجم آن ها به هر یک از نمون ها کلوفرم ایزوامین الکل ۱:۲۴ اضافه می شود. و دوباره در سانتیفیوژ به دور ۱۰.۰۰۰ به مدت ۱۴ دقیق به چرخ در می آیند. این مرحله نیاز است که دوباره تکرار شود تا نمونه های حاصل گردند و احتمال وجود الودگی پروتئین کاهش یابد.

شستشو پلت DNA

زمانی که محلول استخراج آماده برای رسوب DNA باشد. به محلول باقی مانده با همان مقدار ایزوپروپانول الکل سرد اضافه می شود. ایزوپروپانوال با آب پیوند هیدروژنی برقرار می کند و باعث رسوب DNA می شود. محلول را به آرامی با حرکت دست مخلول می شوند و برای ۲۰ دقیقه در دما ۲۰- درجه سانتی گراد نگه می شوند تا DNA موجود در محلول بر روی دیواری تیوپ رسوب کند.

پس از مرحله ایزوپروپانول الکل سانتیفیوژ در دور ۱۰.۰۰۰ به مدت ۲۰ دقیقه اجرا می شود. DNA به شکل یک نقطه سفید رنگ در انتهای میکروتیوپ متصل به دیواره میکروتیوپ ظاهر می شود و به آن پلت گفته می شود. تخلیه تمام محتویات میکروتیوپ به غیر از پلت به باید دقت باید انجام شود. و در مرحله بعد برای شتوشی پلت از الودگی های احتمالی ۳۰۰ ماکرولیتر الکی ۹۶ درصد به تیوپ اضافه می شود و به مدت ۵ دقیق در دور ۱۰.۰۰۰ سانتیفیوژ به حرکت در آید. سپس میکروتیوپ ها در هوای آزاد رها می شوند تا الکل مرحله قبل خشک شود و در آخرین مرحله ۳ تا ۵ میکرولیتر آب مقطر دوباره تقدیر شده به آن اضافه می کنیم تا DNA استخراج شده محافظت کنیم.

این نمونه را می توان برای مدت ۴۸ در یخچال ۴- برای مدت یک هفته در یخچال ۸۰- نگهداری کرد. و برای استفاده از آن ابتدا باید باید با کمک دستگاه نانو دراپ یا اسپکتو فتومتر از کیفیت استخراج اطمینان حاصل کرد. یک نمونه خوب عدد ۱.۸ تا ۲.۲ را نتیجه آزمایش نانو دراپ نشان می دهد. همچنین این آزمایش ها غلظت نمونه استخراج شده را نشان هم می دهند.